

经典焕新一AG Max系列

百分之一天平

核心性能

高效稳定:称量迅速,稳定性高,称量速度九级可调
精准操作:自动零位跟踪可调

产品特点

清晰可视:背光液晶屏,光线自适应
单位多样:克/盎司/克拉等多种单位自由切换
调节方便:前置水平泡调节,直观易操作
高效统计:计件、百分比称量一键完成

电力续航

双模供电:交直流两用,适用多场景
充电可视:充电状态实时显示
持久续航:内置锂电池组,续航可达72小时(可选配)

扩展功能

PC直连:可将测量结果直接传输至PC端
数据输出:标配RS232串行接口,方便连接外部设备



型号参数	最大称量值(g)	可读性(g)	校准方式	重复性(g)	线性(g)	秤盘尺寸(mm)
AG102	100	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG202	200	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG302	300	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG502	500	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG602	600	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG1002	1000	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG2002	2000	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ130
AG3002	3000	0.01	外校	±0.01	±0.02	180x156

