

经典焕新—AG Max系列

千分之一天平

核心技术

高精度传感: 超级模块化平衡传感器

动态稳定系统: 自动零位跟踪可调

结构稳固: 四级防震设计

操作简便: 全量程范围去皮, 称量速度可调

产品特点

人性化操作: 超大带背光液晶屏 + 高灵敏度轻触按键

透明防护: 五面全透明玻璃防风罩 + 秤盘下方气流防风罩

实用设计: 内藏式下称吊钩

安全防护: 超强过载保护功能

实用功能

单位灵活切换: 克/盎司/克拉等多种单位转换

高效统计: 计件、百分比称量一键完成

智能诊断: 自动故障检测, 快速排查问题

扩展配置

PC直连: 可将测量结果直接传输至PC端

数据输出: 标配RS232串行接口, 方便连接外部设备

续航无忧: 交直流两用, 可搭配外置可充电锂电池组(可选配)



型号参数	最大称量值 (g)	可读性 (mg)	校准方式	重复性 (mg)	线性 (mg)	秤盘尺寸 (mm)
AG123	120	1	外校	±1	±2	Φ90
AG223	220	1	外校	±1	±2	Φ90
AG323	320	1	外校	±1	±2	Φ90
AG623	620	1	外校	±1	±2	Φ138
AG223i	220	1	内校	±1	±2	Φ90
AG323i	320	1	内校	±1	±2	Φ90
AG623i	620	1	内校	±1	±2	Φ138

迈象智慧仪器(上海)有限公司

ELELAB INSTRUMENT (SHANG HAI) CO., LTD

地址: 上海市闵行区恒南路1325号闾鑫科创园B栋二楼

电话: 021-54375527 邮箱: service@elelab.com.cn 网址: www.elelab.com.cn



微信公众号



微信视频号