

经典焕新—AG Max系列

万分之一天平

核心技术

- 高精度传感: 超级模块化平衡传感器
- 动态稳定系统: 自动零位跟踪可调
- 结构稳固: 四级防震设计
- 操作简便: 全量程范围去皮, 称量速度可调

产品特点

- 人性化操作: 超大带背光液晶屏 + 高灵敏度轻触按键
- 透明防护: 五面全透明玻璃防风罩 + 秤盘下方气流防风罩
- 实用设计: 内藏式下称吊钩
- 安全防护: 超强过载保护功能

实用功能

- 单位灵活切换: 克/盎司/克拉等多种单位转换
- 高效统计: 计件、百分比称量一键完成
- 智能诊断: 自动故障检测, 快速排查问题

扩展配置

- PC直连: 可将测量结果直接传输至PC端
- 数据输出: 标配RS232串行接口, 方便连接外部设备
- 续航无忧: 交直流两用, 可搭配外置可充电锂电池组(可选配)



型号参数	最大称量值(g)	可读性(mg)	校准方式	重复性(mg)	线性(mg)	秤盘尺寸(mm)
AG124	120	0.1	外校	±0.1	±0.2	Φ90
AG224	220	0.1	外校	±0.1	±0.2	Φ90
AG324	320	0.1	外校	±0.1	±0.2	Φ90
AG124i	120	0.1	内校	±0.1	±0.2	Φ90
AG224i	220	0.1	内校	±0.1	±0.2	Φ90
AG324i	320	0.1	内校	±0.1	±0.2	Φ90

