

精准革新—AE Pro系列

百分之一天平



产品特点

6.8英寸全彩液晶触摸屏,屏幕亮度可调
用户分级管理系统,为实验数据安全保驾护航
电子水平泡,操作简便并实时监测报警
超强过载保护功能

实用功能


克/盎司/克拉等多种单位灵活转换
计件、百分比称量一键完成
检重和动物称重功能,拓宽使用场景
自动故障检测,快速排查问题
审计追踪功能,简化审计流程(可选配)

核心性能

高性能单片微处理器系统
自动零位跟踪可调
全量程范围去皮,称量精度可调
四级防震设计,结构稳固

扩展配置

标配USB接口,方便连接外部设备
内置蓝牙,并设立独立打印机接口
支持第二显示器,提升工作效率(可选配)
RS-232通讯端口(可选配)



可设置采样间隔,打开自动保存按钮,观察称量物品动态变化趋势,及时发现数据变化中的异常和波动等情况

编号	称量模式	数据	用户	日期	备注
1	称量模式	520.00	admin	2025.05.30 09:10	malikang
2	称量模式	520.01	admin	2025.05.30 09:12	malikang
3	称量模式	520.00	admin	2025.05.30 09:15	malikang
4	称量模式	300.01	admin	2025.05.30 10:30	malikang
5	称量模式	220.00	admin	2025.05.30 10:32	malikang

可实时查看称重数据(最多可储存3000条数据),同时可打印目标测试数据

型号参数	最大称量值(g)	可读性(g)	校准方式	重复性(g)	线性(g)	秤盘尺寸(mm)
AE522	520	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ150
AE1202	1200	0.01	外校	±0.01	±0.02	Φ150
AE2202	2200	0.01	外校	±0.01	±0.02	190*194
AE3202	3200	0.01	外校	±0.01	±0.02	190*194
AE5202	5200	0.01	外校	±0.01	±0.02	190*194

迈象智慧仪器(上海)有限公司

ELELAB INSTRUMENT (SHANG HAI) CO.,LTD

地址:上海市闵行区恒南路1325号闾鑫科创园B栋二楼

电话:021-54375527 邮箱:service@elelab.com.cn 网址:www.elelab.com.cn



微信公众号



微信视频号