

# ACE系列大量程天平

- 不锈钢秤盘
- RS232数据接口
- 全电压电源适配器
- 测试功能：计数、百分比
- 功能扩展：内部校准、下挂称重、外接显示
- 打印扩展：标签机打印，标签格式内容设置等



型号参数	最大称量值 (kg)	可读性 (g)	重复性 (g)	线性 (g)	秤盘尺寸 (mm)
ACE3002	3	0.01	±0.01	±0.02	230x194
ACE6002	6	0.01	±0.01	±0.02	230x194
ACE10002	10	0.01	±0.01	±0.02	230x194
ACE15002	15	0.01	±0.01	±0.02	230x194
ACE10001	10	0.1	±0.1	±0.2	336x242
ACE20001	20	0.1	±0.1	±0.2	336x242
ACE30001	30	0.1	±0.1	±0.2	336x242
ACE50001	50	0.1	±0.1	±0.2	336x242

