

# LA系列水分测定仪

## ● 智能操作体验

- 可编程彩色触摸屏, 操作直观, 菜单简洁,
- 符合人体工程学设计, 数据清晰易读
- 内置多功能菜单, 可设置运行方式、打印方式等

## ● 精准高效测量

- 水分含量可读性达 0.05%, 结果可靠
- 内置多种干燥方式, 智能适配不同样品特性
- 干燥过程中全程显示测试数据, 过程透明可控

## ● 坚固耐用设计

- 抗化学腐蚀结构, 抵御实验室酸、碱等腐蚀性环境
- 经久耐用, 减少设备维护成本

## ● 便捷数据管理

- 内置数据库可储存100条水分数据
- 内置RS232和可选择USB连接U盘

## ● 贴心细节设计

- 标配8个样品盘 + F2级校准砝码
- 可选配外置打印机等配件, 满足进阶需求



型号参数	最大称量值 (g)	可读性 (mg)	水分含量可读性	样品盘尺寸 (mm)
LA105	120	5	0.05%	Φ90
LA101	120	1	0.05%	Φ90

