


# 经典焕新—AG Max系列

## 密度天平

- 密度值直接显示 传感器过载保护
- 标准液体密度选择 适用于任何液体和固体测定
- 电子天平配合密度测量装置，测定密度 (g/cm<sup>3</sup>)  
有效位数到小数点后面两位
- 密度直读，减去烦琐的计算
- 可测量固体、液体密度
- 适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业等行业
- 适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试



型号参数	最大称量值 (g)	可读性 (mg)	重复性 (mg)	线性 (mg)	秤盘尺寸 (mm)
AG114J	110	0.1	±0.1	±0.2	Φ90
AG214J	210	0.1	±0.1	±0.2	Φ90
AG303J	300	0.1	±0.1	±0.2	Φ90
AG503J	500	0.1	±0.1	±0.2	Φ90

